

Oral Care

Higienização oral na terapia intensiva

A higiene oral é reconhecida hoje como fator fundamental para evitar as pneumonias por aspiração e as associadas à ventilação mecânica, além de outras infecções.

“A pneumonia associada a ventilação (PAV) é uma das principais causas de morbidade e mortalidade na UTI, afetando até 52% dos pacientes entubados”.*

Oral Care é uma escova de dentes com dreno para a higienização oral, que evita a proliferação de bactéria e fungos. Permite que a aspiração dos resíduos seja executada sem riscos para o paciente.



Cabeça em silicone grau médico extramacio

Dreno sugador interno para aspirações dos resíduos

Via de irrigação para injeção de água, soro, enxaguantes e etc

Orifício de controle manual da sucção

Conector universal para extensões e tubos de aspirações

Oral Care

Higienização oral na terapia intensiva

KIT COMPLETO:

Oral Care é fornecida em embalagem estéril, com um tubo de 20 gramas de Clorexidina Gel a 0,12% que possui atividade antimicrobiana e substitui com vantagens o creme dental comum.



O que Oral Care faz:

- Evita a prorrogação de microorganismos como bactérias e fungos;
- Previne úlceras orais, gengivites e outras alterações bucais;
- Reduz o risco de pneumonias por ventilação mecânica;
- Reduz o risco de pneumonias por aspiração;
- Reduz o risco de endocardites e outras infecções.

Fabricante: WELL LEAD MEDICAL CO.,LTD.

* Referências:

1. COLLARD, H.R. and SAINT, S. Prevention of Ventilator-Associated Pneumonia. In: AHRQ Evidence Report-Technical Assessment No 43 Making Health Safer. 2. Kristensen S, Mainz J, Bartels P. Catalogue of Patient Safety Indicators. Safety Improvement for Patients in Europe. SimPATIE - Work Package 4 [Internet]. March 2007. [capturado 16 set. 2007]. Disponível em: http://www.hope.be/03activities/docsactivities/SIMPATIE_Patient_safety_indicators_Professionals.pdf. 3. Millar J, Mattke S, the Members of the OECD Safety Panel. Selecting Indicators for Patient Safety at the Health Systems Level in OECD Countries. OECD Health Technical Papers No. 18 [Internet]. 28-Oct-2004. [capturado 09 abr. 2009]. Disponível em: <https://www.oecd.org/els/health-systems/33878001.pdf>. 4. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Indicadores Nacionais de Infecções Relacionadas à Assistência à Saúde Unidade de Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos – UIPEA. Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - GGTS. Setembro de 2010. 5. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). TRATO RESPIRATÓRIO: Critérios Nacionais de Infecções relacionadas à Assistência à Saúde. Unidade de Investigação e Prevenção das Infecções e dos Eventos Adversos Gerência Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde - GGTS. Setembro de 2009.

Distribuidor exclusivo no Brasil

Fone: (32) 3225-1007 – www.rossmedical.com.br

